

CUVETTE PER ANALYZER



Cod. 07.2040.02

Cuvette per autoanalyzer Centrifichem® polistirolo confezione 1000 pezzi

Descrizione

Caratteristiche principali:

Realizzate in Polistirolo per analizzatori Centrifichem®, Technicon®, Beckman®.

Per i codici 07.2040.02 e 07.2030.44, sono disponibili i tappi di chiusura opzionali:

- a pressione cod.2514
- a pressione antievaporazione cod.2512

Dati Tecnici

Modello	Centrifichem
Dimensioni (Øxh mm)	14x16
Capacità (ml)	0,25
Confezione (pezzi)	1000

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)
07.2040.02	CUVETTE PER ANALYZER	Centrifichem	14x16	0,25

07.2030.07	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Konelab	14x24	2,0
07.2030.14	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Konelab / Beckman	14x22	1,5
07.2030.10	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Konelab	17x38	4,0
07.2050.09	CUVETTE PER ANALYZER	Hitachi	17x38	3,0
07.2030.04	CUVETTE PER ANALYZER	Technicon / Beckman / Genseac	14x25	0,5