

# CONTENITORI PER FECI

Cod. 07.0900.32

Contenitore per feci polipropilene tappo a vite prodotti in ambiente controllato conf. singola, sì etichetta



## Descrizione

Caratteristiche principali:

- In polipropilene trasparente con tappo a vite, con o senza etichetta.
- Produzione in ambiente controllato o non sterili.

## Dati Tecnici

|                     |                                |
|---------------------|--------------------------------|
| Dimensioni (Øxh mm) | 25x80                          |
| Capacità (ml)       | 25                             |
| Sterile             | Ambiente controllato (singolo) |
| Etichetta           | Sì                             |
| Confezione (pezzi)  | 700                            |

## Varianti

| Codice     | Prodotto             | Sterile                        | Etichetta | Confezione (pezzi) |
|------------|----------------------|--------------------------------|-----------|--------------------|
| 07.0900.32 | CONTENITORI PER FECI | Ambiente controllato (singolo) | Sì        | 700                |
| 07.0860.32 | CONTENITORI PER FECI | Ambiente controllato           | Sì        | 1000               |
| 07.0820.32 | CONTENITORI PER FECI | No                             | Sì        | 1000               |

---

|            |                      |                      |    |      |
|------------|----------------------|----------------------|----|------|
| 07.0870.32 | CONTENITORI PER FECI | Ambiente controllato | No | 1000 |
| 07.0810.32 | CONTENITORI PER FECI | No                   | No | 1000 |

---