

CONTENITORE CON TAPPO A VITE

Cod. 07.0965.49



Contenitore con tappo a vite per campionamenti ml 60 non sterili con etichetta
ml 60 confezione 600 pz

Descrizione

Caratteristiche principali:

- Con tappo a vite con o senza etichetta.
- In polipropilene trasparente per trasporto campioni.
- Disponibili in confezione sterile o non sterile.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	40x60
Capacità (ml)	60
Sterile	No
Etichetta	Sì
Confezione (pezzi)	600

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Sterile	Etichetta	Confezione (pezzi)
07.3491.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	No	No	600

07.0965.49	CONTENITORE CON TAPPO A VITE	40x60	60	No	Sì	600
07.0980.49	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	Sì (singolo)	Sì	500
07.0960.61	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	No	527
07.0970.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	Sì	300
07.0985.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	Sì (singolo)	Sì	250
07.3493.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	No	468
07.0975.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	Sì	200
07.1000.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	Ambientecontrollato (singolo)	Sì	150