

CONTENITORI CON TAPPO A VITE

Cod. 07.0975.67

Contenitori con tappo a vite no sterili, sì etichetta



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Con tappo a vite con o senza etichetta.
- In polipropilene trasparente per trasporto campioni.
- Disponibili in confezione sterile o non sterile.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	63x80
Capacità (ml)	180/200
Sterile	No
Etichetta	Sì
Confezione (pezzi)	200

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Sterile	Etichetta	Confezione (pezzi)
07.3491.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	No	No	600

07.0965.49	CONTENITORE CON TAPPO A VITE	40x60	60	No	Sì	600
07.0980.49	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	Sì (singolo)	Sì	500
07.0960.61	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	No	527
07.0970.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	Sì	300
07.0985.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	Sì (singolo)	Sì	250
07.3493.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	No	468
07.0975.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	Sì	200
07.1000.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	Ambientecontrollato (singolo)	Sì	150