

CONTENITORI CON TAPPO A VITE

Cod. 07.0980.49

Contenitori con tappo a vite sì sterili conf. singola, sì etichetta irraggiati



Descrizione

Caratteristiche principali:

- Con tappo a vite con o senza etichetta.
- In polipropilene trasparente per trasporto campioni.
- Disponibili in confezione sterile o non sterile.

Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	40x60
Capacità (ml)	60
Sterile	Sì (singolo)
Etichetta	Sì
Confezione (pezzi)	500

Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Sterile	Etichetta	Confezione (pezzi)
07.3491.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	No	No	600

07.0965.49	CONTENITORE CON TAPPO A VITE	40x60	60	No	Sì	600
07.0980.49	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	Sì (singolo)	Sì	500
07.0960.61	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	No	527
07.0970.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	Sì	300
07.0985.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	Sì (singolo)	Sì	250
07.3493.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	No	468
07.0975.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	Sì	200
07.1000.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	Ambientecontrollato (singolo)	Sì	150