

# CONTENITORI CON TAPPO A VITE

Cod. 07.1000.67



Contenitori con tappo a vite prodotti in ambiente controllato conf. singola, sì etichetta

## Descrizione

Caratteristiche principali:

- Con tappo a vite con o senza etichetta.
- In polipropilene trasparente per trasporto campioni.
- Produzione in ambiente controllato o non sterile.

## Dati Tecnici

Dimensioni (Øxh mm)	63x80
Capacità (ml)	180/200
Sterile	Ambiente controllato (singolo)
Etichetta	Sì
Confezione (pezzi)	150

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Sterile	Etichetta	Confezione (pezzi)
07.3491.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	No	No	600

07.0965.49	CONTENITORE CON TAPPO A VITE	40x60	60	No	Si	600
07.0980.49	CONTENITORCON TAPPO A VITE	40x60	60	Si (singolo)	Si	500
07.0960.61	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	No	527
07.0970.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	No	Si	300
07.0985.64	CONTENITORCON TAPPO A VITE	60x65	120	Si (singolo)	Si	250
07.3493.99	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	No	468
07.0975.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	No	Si	200
07.1000.67	CONTENITORCON TAPPO A VITE	63x80	180/200	Ambiente controllato (singolo)	Si	150