

## CONTENITORI TAPPO A VITE STERILIN

Cod. 07.1200.13

Contenitori con tappo a vite modello BIJOU



Sterilin

## **Descrizione**

Caratteristiche principali:

- In polistirene con tappo a vite originali STERILIN.
- Centrifugabili, asettici, senza etichetta.

## **Dati Tecnici**

Dimensioni (Øxh mm)	22x50
Capacità (ml)	7
Confezione (pezzi)	700
Modello	129A (BIJOU)

## Varianti

Codice	Prodotto	Dimensioni (Øxh mm)	Capacità (ml)	Confezione (pezzi)	Modello
07.1200.13	CONTENITORI TAPPO A VITE STERILIN	22x50	7	700	129A (BIJOU)
07.1220.38	CONTENITORI TAPPO A VITE STERILIN	30x93	30	400	128A
07.1230.49	CONTENITORI TAPPO A VITE STERILIN	44x61	60	300	125AP

