

VIALS PER SCINTILLAZIONE LIQUIDI



Cod. 06.0934.00

Vials per scintillazione liquidi HPDE modello Micro ml 4 conf. 2000 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- Il tappo speciale a vite, filettato, è realizzato in Polipropilene.
- Posseggono dimensioni standard per le più comuni apparecchiature nel campo delle misure di sostanze β -emittenti.
- Grazie alla particolarità della plastica a bassa porosità, vengono ridotte al minimo le perdite di solvente.

Dati Tecnici

Modello	Micro
Dimensioni (ØxH mm)	13,7 x 53,6 (con tappo)
Capacità (ml)	4
Confezione (pezzi)	2000

Varianti

Codice	Prodotto		Modello	Dimensioni (ØxH mm)	Capacità (ml)	Confezione (pezzi)
06.0933.00	VIALS SCINTILLAZIONE LIQUIDI	PER	Macro	26,5 x 60,1 (con tappo)	20	1000
06.0934.00	VIALS SCINTILLAZIONE LIQUIDI	PER	Micro	13,7 x 53,6 (con tappo)	4	2000

