

VIALS PER SCINTILLAZIONE LIQUIDI



Cod. 07.4685.27

Vials per scintillazione liquidi PET modello 986741 ml 20 imballo 1000 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- il PET combina l' infrangibilità della plastica con la totale trasparenza del vetro.
- Basso fondo di conteggio.
- Eliminabili per incenerimento.
- Dimensioni mm 27x61.

Dati Tecnici

Modello	986741
Misura tappo	22-400
Materiale tappo	Polipropilene
Guarnizione	Lamina metallica

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Materiale tappo	Guarnizione
07.4670.27	VIALS PER SCINTILLAZIONE LIQUIDI	986704	Polietilene	Senza guarnizione
07.4680.27	VIALS PER SCINTILLAZIONE LIQUIDI	986701	Polipropilene	Lamina metallica

07.4675.27	VIALS PER SCINTILLAZIONE LIQUIDI	986702	Urea	Lamina metallica
07.4665.27	VIALS PER SCINTILLAZIONE LIQUIDI	986724	Polietilene	Senza guarnizione
07.4685.27	VIALS PER SCINTILLAZIONE LIQUIDI	986741	Polipropilene	Lamina metallica
07.4679.27	VIALS PER SCINTILLAZIONE LIQUIDI	986700	Polipropilene	Schiuma polietilene
07.4681.27	VIALS PER SCINTILLAZIONE LIQUIDI	986706	Urea	Cono Poly-Seal