


ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI

Cod. 07.0700.17

ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI rigide 10 µl cf 5 pz imballo 2000



Descrizione

Anse per semine batteriologiche. Anse per inoculazione in plastica antiurto, sterili. Adatte per microbiologia, citologia e biochimica.

Dati Tecnici

Caratteristiche	Rigide
Capacità (µl)	10
Confezione (pezzi)	5
Imballo (pezzi)	2000

Varianti

Codice	Prodotto	Caratteristiche	Capacità (µl)	Confezione (pezzi)	Imballo (pezzi)
07.0700.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	1	5	2000
07.0705.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	1	20	2000
07.0700.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	10	5	2000

07.0705.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Rigide	10	20	2000
07.0710.17	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Flessibili	10	10	1000
07.0710.05	ANSE PER SEMINE BATTERIOLOGICHE STERILI	Flessibili	1	10	1000
