

# 5203

Cod. 08.1510.00

Elettrodo combinato per pH con riempimento liquido Sension+ 5203 con elemento di riferimento Ag/AgCl incapsulato, tappo a vite S7.



## Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo pH con liquido (ricaricabile) con 2 diaframmi in ceramica.
- Corpo in vetro.
- tappo a vite S7.

Questo elettrodo per pH è adatto a terreni acquosi in generale, fino a pH 14. Risposta rapida.

## Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷80
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido Crisolyt A
Diaframma	2 ceramici
Elemento di riferimento	Cristalli di Ag/AgCl incapsulati
Modello	5203
Volume vasca	risposta molto rapida

## Varianti

Codice	Prodotto	Intervallo pH	Corpo	Elettrolita	Diaframma	Elemento di riferimento	Modello	Volume vasca
08.1500.00	5200	5200	0÷14	Plastica	Gel	Ceramico	Ag/AgCl	per strumenti portatili
08.1505.00	5202	0÷12	vetro	LiquidoCrisolyt A	Ceramico	Filo di ricoperto Ag/AgCl	Ag di 5202	robusto, a grande membrana
08.1510.00	5203	0÷14	Vetro	LiquidoCrisolyt A	2 ceramici	Cristalli Ag/AgCl incapsulati	di 5203	risposta molto rapida
08.3846.83	5210	0÷14	Vetro	LiquidoCrisolyt A	Ceramico	Filo di ricoperto AgCl	Ag di 5210	basso costo