



5209

Cod. 08.1540.00

Elettrodo combinato per pH con riempimento liquido Sension+ 5209 per volumi di microcampioni

Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo pH con liquido (ricaricabile) con diaframma in ceramica.
- Corpo in vetro
- Tappo a vite S7
- Diametro: 6 mm, profondità minima di immersione: 8 mm.

Questo elettrodo per pH è adatto per volumi di microcampioni.

- Per volumi di microcampioni
- Elettrodo di riferimento altamente stabile grazie alla cartuccia in buste
- Sistema di riferimento incapsulato

Dati Tecnici

Intervallo pH	0÷14
Temperatura di esercizio (° C)	0÷80
Corpo	Vetro
Elettrolita	Liquido Crisolyt
Diaframma	Ceramico
Elemento di riferimento	Cristalli di Ag/AgCl incapsulati
Diametro (mm)	6 mm

Varianti

Codice	Prodotto	Diametro (mm)
08.1535.00	5208	3 mm
08.1540.00	5209	6 mm