

5240

Cod. 08.1600.00

Elettrodo di riferimento Sension+ 5240 per uso generico, tappo a vite S7



Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo di riferimento 5240 per uso generico con riferimento Ag/AgCl incapsulato
- elettrolita KCl 3M
- diaframma in ceramica
- corpo in vetro
- tappo a vite S7.

Dati Tecnici

Temperatura di esercizio (° C)	0÷80
Elettrolita	Crisolyt
Diaframma	Esterno ceramico