



Sension+ 5260

Cod. 08.1650.00

Elettrodo in argento Sension+ 5260 per titolazioni argentometriche, tappo a vite S7.

Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo in argento 5260 per titolazioni argentometriche con riferimento Ag/AgCl incapsulato
- elettrolita KNO₃ 1M
- diaframma in ceramica
- corpo in vetro, tappo a vite S7.
- Alta stabilità e lunga durata

Dati Tecnici

Scala di misura	±2000 mV
Temperatura di esercizio (° C)	0÷80
Corpo	Vetro
Elettrolita	KNO ₃ 1 M
Diaframma	Ceramico
Elemento di riferimento	Ag/AgCl