

9655

Cod. 08.1715.00

Elettrodo ISE Sension+ 9655, fluoro, cavo fisso da 1 m, BNC



Descrizione

Caratteristiche:

- Elettrodo indicatore iono-selettivo per misurazioni di fluoruro.
- Con cavo da 1 m e connettore BNC.

Dati Tecnici

Modello	9655
Utilizzo	per acque potabili, dentifrici, latte
Ione	F-
Scala di misura	0,00002 ÷ 20 g/l
Condizioni operative - pH	4÷8

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Utilizzo	Ione	Scala di misura	Condizioni operative - pH
08.1710.00	9652	9652	per alimenti, acque	Cl-	0,001 ÷ 35 g/l	1÷12
08.1715.00	9655	9655	per acque potabili, dentifrici, latte	F-	0,00002 ÷ 20 g/l	4÷8

08.1700.00	9650	9650	per alimenti, soluzioni biologiche, ambiente, acque	Na+	0,00005 ÷ 23 g/l	3÷10
08.1730.00	9662	9662	per fertilizzanti, acque, carni, verdure	NO3-	0,0004 ÷ 62 g/l	3÷9