

CAVO PER ELETTRODI

Cod. 08.1815.00

Cavo per elettrodi combinati modello CRI9055.99



AS7 / 1m / BNC-30



AS7 / 1m / 15.30 DIN



AS7 / 1m / FS 00.250



AS7 / 1m / MP-5

Descrizione

Caratteristiche:

- per elettrodi combinati con testa AS7
- lunghezza 1m
- per pHmetri con connettore BNC

Dati Tecnici

Lunghezza (m)	1
Connettore	BNC

Varianti

Codice	Prodotto	Connettore
08.1815.00	CAVO PER ELETTRODI	BNC
08.1807.00	CAVO PER ELETTRODI	M95