



9463

Cod. 08.1915.73

Soluzione tampone pH, pH 4,01 (250 mL)

Descrizione

Caratteristiche:

- Soluzioni tampone standard per pH per analisi in laboratorio e sul campo
- Per la calibrazione degli elettrodi di pH incolore
- Tracciabile rispetto ai materiali di riferimento standard NIST
- Progettato per l'uso con i misuratori della gamma Hach e di altre marche.
- Confezione pratica e durevole

Dati Tecnici

pH	4,01
Volume (ml)	250

Varianti

Codice	Prodotto	pH	Volume (ml)
08.1915.62	9460	4,01	125
08.1920.62	9461	7,00	125
08.1920.73	9464	7,00	250
08.1915.73	9463	4,01	250

