

# 9520

Cod. 08.1950.00

Soluzione elettrolitica (LiCl 1M in etanolo), 250 mL



## Descrizione

Questi elettroliti sono consigliati per eseguire misure su:

- Campioni con alto contenuto proteico.
- Campioni parzialmente organici.
- Campioni con oli.
- Campioni a bassa temperatura.

## Dati Tecnici

|              |                                         |
|--------------|-----------------------------------------|
| Composizione | LiCl 1 M in etanolo                     |
| Volume (ml)  | 250                                     |
| Utilizzo     | per titolazione di campioni non acquosi |

## Varianti

| Codice     | Prodotto | Composizione        | Utilizzo                                                 |
|------------|----------|---------------------|----------------------------------------------------------|
| 08.1940.00 | 9500     | KCl 3 M             | con elementi di riferimento a cristalli AgCl incapsulati |
| 08.1930.00 | 9501     | KCl 3 M con AgCl    | con elettrodi a filo Ag/AgCl                             |
| 08.1950.00 | 9520     | LiCl 1 M in etanolo | per titolazione di campioni non acquosi                  |

|            |      |                    |                                   |
|------------|------|--------------------|-----------------------------------|
| 08.1960.00 | 9521 | KNO3 1 M           | con elettrodi metallici d'argento |
| 08.1935.00 | 9502 | KCl 3 M, glicerina | per campioni speciali             |