

902.01

Cod. 08.3005.00

CARTINA INDICATORE UNIVERSALE pH 1-11 ROT.



Descrizione

Cartine indicatrici che rilevano il pH di soluzioni non tamponate o solo debolmente tamponate con una accuratezza inferiore a quella delle soluzioni indicatrici. Sono confezionate in rotolo da 5 metri e sono complete di distributore in plastica con scala cromatica di confronto. La divisione dell'intervallo di pH è di 1 unità di pH.

Dati Tecnici

Intervallo pH	1÷11
---------------	------

Varianti

Codice	Prodotto	Intervallo pH
08.3005.00	902.01	1÷11
08.3025.00	CARTINE INDICATRICI UNIVERSALI pH 1-14	1÷14