

CLINIPET+ CP 5

Cod. 09.1610.11

MICROPIPETTE CLINIPET+ A VOLUME FISSO CP 5 Volume (µl) 5



Descrizione

Nuova versione della micropipetta a volume predeterminato, con impugnatura ergonomica, affidabile e precisa. Clinipet, mediante la vasta gamma di volumi cui è disponibile è la pipetta ideale per la routine in chimica clinica.

Caratteristiche:

- Completamente autoclavabile.
- Resistente ai raggi UV.
- Codice colori per identificare immediatamente i volumi desiderati.

Conforme alle normative CE, ha una garanzia di 3 anni.

Dati Tecnici

Volume (µl)

5

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (µl)
09.1610.11	CLINIPET+ CP 5	5
09.1610.17	CLINIPET+ CP 10	10
09.1610.27	CLINIPET+ CP 20	20

09.1610.32	CLINIPET+ CP 25	25
09.1610.45	CLINIPET+ CP 50	50
09.1610.57	CLINIPET+ CP 100	100
09.1610.69	CLINIPET+ CP 200	200
09.1610.73	CLINIPET+ CP 250	250
09.1610.75	CLINIPET+ CP 300	300
09.1610.79	CLINIPET+ CP 500	500
09.1610.88	CLINIPET+ CP 1000	1000