

# CLINIPET+ CP 20

Cod. 09.1610.27

MICROPIPETTE CLINIPET+ A VOLUME FISSO CP 20 Volume (µl) 20



## Descrizione

E' la nuova versione della micropipetta a volume predeterminato, ora completamente autoclavabile. Resistente ai raggi UV.

Codice colori per identificare immediatamente i volumi desiderati.

Con impugnatura ergonomica, affidabile e precisa, Clinipet, mediante la vasta gamma di volumi cui è disponibile, è la pipetta ideale per la routine in chimica clinica.

Conforme alle normative CE, ha una garanzia di 3 anni.

## Dati Tecnici

Volume (µl)	20
-------------	----

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume (µl)
09.1610.11	CLINIPET+ CP 5	5
09.1610.17	CLINIPET+ CP 10	10
09.1610.27	CLINIPET+ CP 20	20
09.1610.32	CLINIPET+ CP 25	25
09.1610.45	CLINIPET+ CP 50	50

---

09.1610.57	CLINIPET+ CP 100	100
09.1610.69	CLINIPET+ CP 200	200
09.1610.73	CLINIPET+ CP 250	250
09.1610.75	CLINIPET+ CP 300	300
09.1610.79	CLINIPET+ CP 500	500
09.1610.88	CLINIPET+ CP 1000	1000

---