

SP311/60

Cod. 22.6120.88

Pompa peristaltica VELP modello SP311/60



Descrizione

SP311

Pompe peristaltiche monocanale a portata variabile complete di tubo.

Particolarmente indicate per il trasferimento di liquidi, gas, miscele, emulsioni, ecc.

Struttura metallica con verniciatura epossidica altamente resistente ai reagenti chimici, meccanici e corrosivi in genere.

Controllo elettronico del numero dei giri. Motore 24V CC con riduttore.

Facile sostituzione del tubo.

Dati Tecnici

Portata (ml/min)	125÷1000
Diametro tubo (mm)	5
Classe di protezione	-
Dimensioni esterne (LxPxH mm)	145x190x95
Peso (kg)	1,8
Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)	230/ 50 - 60/20

Varianti

Codice	Prodotto	Portata (ml/min)	Diametro tubo (mm)	Alimentazione/Consumo (V/Hz/W)
22.6105.88	SP311/2	2÷35	4	230/50-60/20
22.6110.88	SP311/6	6÷135	4	230/ 50 - 60/20
22.6115.88	SP311/12	20÷240	4	230/ 50 - 60/20
22.6120.88	SP311/60	125÷1000	5	230/ 50 - 60/20