

M10

Cod. 09.3150.17



CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 10 2 VASSOI DA 96
PREASSEMBLATI

Descrizione

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l'imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

Dati Tecnici

Modello	M10
Capillari pistoni	CP10
Confezione	2 vassoi 96 pezzi

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Capillari pistoni	Confezione
09.3150.17	M10	M10	CP10	2 vassoi 96 pezzi
09.3155.17	M10	M10	preassemblati	10 vassoi 96 pezzi
09.3150.57	M100	M100	CP100	2 vassoi 96 pezzi
09.3155.57	M100	M100	preassemblati	2 vassoi 96 pezzi
09.3100.88	M1000	M1000	preassemblati	200 pezzi (4x50)

