

M1000

Cod. 09.3100.88



CAPILLARI E PISTONI PER MICROMAN CP 1000 2 VASSOI DA 91 PREASSEMBLATI

Descrizione

Le micropipette a spostamento positivo utilizzano speciali puntali con pistoni. I capillari sono costituiti da un tubicino rigido calibrato di differenti misure. I capillari e pistoni per M10 e M100 sono preassemblati e posizionati in vassoi da 96 pezzi, facili da manipolare. Essi si fissano sulla pipetta senza contatto manuale. Il processo di fabbricazione e l' imballaggio automatico proteggono dalla contaminazione da nucleasi o da acidi nucleici.

Dati Tecnici

Modello	M1000
Capillari pistoni	preassemblati
Confezione	200 pezzi (4x50)

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Capillari pistoni	Confezione
09.3150.17	M10	M10	CP10	2 vassoi 96 pezzi
09.3155.17	M10	M10	preassemblati	10 vassoi 96 pezzi
09.3150.57	M100	M100	CP100	2 vassoi 96 pezzi
09.3155.57	M100	M100	preassemblati	2 vassoi 96 pezzi
09.3100.88	M1000	M1000	preassemblati	200 pezzi (4x50)

