

D10V

Cod. 09.2400.17



PUNTALI PER MICROPIPETTE ORIGINALI GILSON D10V 0.1 ÷ 10 µl (1000 PZ)

Descrizione

Puntali di alta precisione, in polipropilene, idrorepellenti. Chimicamente puri, non contengono additivi nè coloranti. La loro trasparenza permette di vedere il volume del liquido aspirato, anche se minimo, e di depositarlo con precisione su una piastra di microtitolazione, una provetta o qualsiasi altro recipiente. Il procedimento di produzione dei puntali Gilson è totalmente automatizzato. Non subiscono nessun contatto manuale: sono esenti da RNase, DNase, DNA/RNA. Non contenendo coloranti, non esiste il rischio di rilascio di sostanze contaminanti che potrebbero interferire con il campione.

Sono disponibili nelle seguenti formati:

- Bulk, in sacchetti.
- Tipack, rack da 96 con coperchio a cerniera, autoclavabili
- Tipack sterile, rack da 96 sterilizzati a raggi gamma.
- Singoli, sterilizzati a raggi gamma confezionati singolarmente.

Dati Tecnici

Per micropipette tipo	P2, P10
Capacità (µl)	0,1÷10
Volume vasca	EcoPack
Confezione	sacchetto da 1000
Modello	D10V

Varianti

Codice	Prodotto	Per tipo	micropipette	Capacità (µl)	Volume vasca	Confezione	Modello
09.2400.17	D10V	P2, P10		0,1÷10	EcoPack	sacchetto da 1000	D10V
09.2410.17	D10	P2, P10		0,1÷10	EasyPack	5 sacchetti da 200	D10
09.2420.17	D10T	P2, P10		0,1÷10	autoclavabili	10 rack da 96	D10T
09.2430.17	D10ST	P2, P10		0,1÷10	sterili	10 rack da 96	DL10ST
09.2400.69	D200V	P20, P200, multic. 8x200		2÷200	EcoPack	sacchetto da 1000	D200V
09.2420.69	D200T	P20, P200, multic. 8x200		2÷200	autoclavabili	10 rack da 96	D200T
09.2430.69	D200ST	P20, P200, multic. 8x200		2÷200	sterili	10 rack da 96	D200ST
09.2440.69	D200STB	P20, P200, multic. 8x200		2÷200	sterili, singoli	400	D200STB
09.2400.88	D1000V	P1000		10÷1000	EcoPack	sacchetto da 1000	D1000V
09.2420.88	D1000T	P1000		100÷1000	autoclavabili	10 rack da 96	D1000T
09.2430.88	D1000ST	P1000		100÷1000	sterili	10 rack da 96	D1000ST
09.2440.88	D1000STB	P1000		100÷1000	sterili, singoli	400	D1000STB
09.2400.95	D5000	P5000		1000÷5000	EasyPack	3 sacchetti da 334	D5000
09.2400.97	D10 ml	P10ML		1000÷10000	EasyPack	4 sacchetti da 50	D10 ml