

D1000STB

Cod. 09.2440.88

PUNTALI PER MICROPIPETTE ORIGINALI GILSON D1000STB 100÷ 1000 µl
400 PZ.CF SINGOLA



Descrizione

Puntali di alta precisione, in polipropilene, idrorepellenti. Chimicamente puri, non contengono additivi nè coloranti. La loro trasparenza permette di vedere il volume del liquido aspirato, anche se minimo, e di depositarlo con precisione su una piastra di microtitolazione, una provetta o qualsiasi altro recipiente. Il procedimento di produzione dei puntali Gilson è totalmente automatizzato. Non subiscono nessun controllo manuale: sono esenti da RNase, DNase, DNA/RNA. Non contenendo coloranti, non esiste il rischio di rilascio di sostanze contaminanti che potrebbero interferire con l' elettrolita. Sono disponibili nelle seguenti confezioni: • in sacchetti • in Tipack da 96 con coperchio a cerniera, autoclavabili o sterilizzati a raggi gamma. •sterilizzati a raggi gamma confezionati singolarmente

Dati Tecnici

Per micropipette tipo	P1000
Capacità (µl)	100÷1000
Volume vasca	sterili, singoli
Confezione	400
Modello	D1000STB

Varianti

Codice	Prodotto	Per micropipette tipo	Capacità (µl)	Volume vasca	Confezione	Modello
09.2400.17	D10V	P2, P10	0,1÷10	EcoPack	sacchetto da 1000	D10V

09.2410.17	D10	P2, P10	0,1÷10	EasyPack	5 sacchetti da 200	D10
09.2420.17	D10T	P2, P10	0,1÷10	autoclavabili	10 rack da 96	D10T
09.2430.17	D10ST	P2, P10	0,1÷10	sterili	10 rack da 96	DL10ST
09.2400.69	D200V	P20, P200, multic. 8x200	2÷200	EcoPack	sacchetto da 1000	D200V
09.2420.69	D200T	P20, P200, multic. 8x200	2÷200	autoclavabili	10 rack da 96	D200T
09.2430.69	D200ST	P20, P200, multic. 8x200	2÷200	sterili	10 rack da 96	D200ST
09.2440.69	D200STB	P20, P200, multic. 8x200	2÷200	sterili, singoli	400	D200STB
09.2400.88	D1000V	P1000	10÷1000	EcoPack	sacchetto da 1000	D1000V
09.2420.88	D1000T	P1000	100÷1000	autoclavabili	10 rack da 96	D1000T
09.2430.88	D1000ST	P1000	100÷1000	sterili	10 rack da 96	D1000ST
09.2440.88	D1000STB	P1000	100÷1000	sterili, singoli	400	D1000STB
09.2400.95	D5000	P5000	1000÷5000	EasyPack	3 sacchetti da 334	D5000
09.2400.97	D10 ml	P10ML	1000÷10000	EasyPack	4 sacchetti da 50	D10 ml