

# D5000

Cod. 09.2400.95

PUNTALE PER MICROPIPETTE ORIGINALI GILSON D5000V 1 ÷ 5 ml 1.000 PEZZI (3X334)



## Descrizione

Puntali di alta precisione, in polipropilene, idrorepellenti. Chimicamente puri, non contengono additivi nè coloranti. La loro trasparenza permette di vedere il volume del liquido aspirato, anche se minimo, e di depositarlo con precisione su una piastra di microtitolazione, una provetta o qualsiasi altro recipiente. Il procedimento di produzione dei puntali Gilson è totalmente automatizzato. Non subiscono nessun controllo manuale: sono esenti da RNase, DNase, DNA/RNA. Non contenendo coloranti, non esiste il rischio di rilascio di sostanze contaminanti che potrebbero interferire con l'elettrolita.

Sono disponibili nelle seguenti confezioni:

- in sacchetti
- in Tipack da 96 con coperchio a cerniera, autoclavabili o sterilizzati a raggi gamma.
- sterilizzati a raggi gamma confezionati singolarmente

## Dati Tecnici

Per micropipette tipo	P5000
Capacità (µl)	1000-5000
Volume vasca	EasyPack
Confezione	3 sacchetti da 334
Modello	D5000

## Varianti

Codice	Prodotto	Per micropipette tipo	Capacità (µl)	Volume vasca	Confezione	Modello
09.2400.17	D10V	P2, P10	0,1÷10	EcoPack	sacchetto da 1000	D10V
09.2410.17	D10	P2, P10	0,1÷10	EasyPack	5 sacchetti da 200	D10
09.2420.17	D10T	P2, P10	0,1÷10	autoclavabili	10 rack da 96	D10T
09.2430.17	D10ST	P2, P10	0,1÷10	sterili	10 rack da 96	DL10ST
09.2400.69	D200V	P20, P200, multic. 8x200	2÷200	EcoPack	sacchetto da 1000	D200V
09.2420.69	D200T	P20, P200, multic. 8x200	2÷200	autoclavabili	10 rack da 96	D200T
09.2430.69	D200ST	P20, P200, multic. 8x200	2÷200	sterili	10 rack da 96	D200ST
09.2440.69	D200STB	P20, P200, multic. 8x200	2÷200	sterili, singoli	400	D200STB
09.2400.88	D1000V	P1000	10÷1000	EcoPack	sacchetto da 1000	D1000V
09.2420.88	D1000T	P1000	100÷1000	autoclavabili	10 rack da 96	D1000T
09.2430.88	D1000ST	P1000	100÷1000	sterili	10 rack da 96	D1000ST
09.2440.88	D1000STB	P1000	100÷1000	sterili, singoli	400	D1000STB
09.2400.95	D5000	P5000	1000÷5000	EasyPack	3 sacchetti da 334	D5000
09.2400.97	D10 ml	P10ML	1000÷10000	EasyPack	4 sacchetti da 50	D10 ml