

PUNTALI PER GEL A PUNTA FLESSIBILE

Cod. 09.2800.17

PUNTALI PER GEL A PUNTA CAPILLARE FLESSIBILE FINO A 10 µl
VASSOIO DA 200 PEZZI



Descrizione

Puntali speciali per il caricamento di campioni nei gel per elettroforesi.
Per dispensare in modo ottimale i campioni nel gel sono stati realizzati degli speciali puntali molto sottili con punta allungata a cono o piatta, a spatola, con foro di due diametri diversi.

Dati Tecnici

Punta	cono
Diametro foro (mm)	-
Volume (µl)	fino a 10
Sterile	no
Confezione	rack da 200

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (µl)	Punta	Diametro foro (mm)	Sterile
09.2800.17	PUNTALI PER GEL A PUNTA FLESSIBILE	cono	-	fino a 10	no
09.2800.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	cono	-	no
09.2850.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	cono	-	sì

09.2900.17	PUNTALI PER GEL PUNTA PIATTA DIAMETRO FORO 0,2 MM	fino a 10	piatta	0,2	no
09.3000.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	piatta	0,4	no
09.3050.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	piatta	0,4	sì