


# PUNTALI SPECIALI

Cod. 09.2850.73

PUNTALI PER GEL A PUNTA CAPILLARE FLESSIBILE FINO A 250 $\mu$ l  
STERILI VASSOIO 200 PZ



## Descrizione

Puntali a orfizio largo Riducono la pressione che potrebbe danneggiare i campioni fragili durante l' aspirazione. Minimizzano la resistenza al flusso di campioni poco fluidibili. Puntali per Gel Le tecniche elettroforetiche, di grande impiego nelle analisi di laboratorio, richiedono molta delicatezza nella deposizione dei campioni nel gel. Per dispensare in modo ottimale tali campioni, sono stati realizzati degli speciali puntali molto sottili con punta allungata o a spatola.

## Dati Tecnici

Volume ( $\mu$ l)	fino a 250
Punta	cono
Diametro foro (mm)	-
Sterile	sì
Confezione	rack da 200

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume ( $\mu$ l)	Punta	Diametro foro (mm)	Sterile
09.2800.17	PUNTALI PER GEL A PUNTA FLESSIBILE	cono	-	fino a 10	no
09.2800.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	cono	-	no
09.2850.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	cono	-	sì

---

09.2900.17	PUNTALI PER GEL PUNTA PIATTA DIAMETRO FORO 0,2 MM	fino a 10	piatta	0,2	no
09.3000.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	piatta	0,4	no
09.3050.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	piatta	0,4	si

---