

# PUNTALI PER GEL PUNTA PIATTA DIAMETRO FORO 0,2 MM

Cod. 09.2900.17

PUNTALI PER GEL PUNTA PIATTA Ø FORO 0,2 MM FINO A 10 µl VASSOIO  
200 PZ



## Descrizione

Puntali per gel loading. Per dispensare in modo ottimale i campioni nel gel sono stati realizzati degli speciali puntali molto sottili con punta allungata o a spatola.

Confezione in rack da 200.

## Dati Tecnici

Volume (µl)	fino a 10
Punta	piatta
Diametro foro (mm)	0,2
Sterile	no
Confezione	rack da 200

## Varianti

Codice	Prodotto	Volume (µl)	Punta	Diametro foro (mm)	Sterile
09.2800.17	PUNTALI PER GEL A PUNTA FLESSIBILE	cono	-	fino a 10	no
09.2800.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	cono	-	no
09.2850.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	cono	-	sì

---

09.2900.17	PUNTALI PER GEL PUNTA PIATTA DIAMETRO FORO 0,2 MM	fino a 10	piatta	0,2	no
09.3000.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	piatta	0,4	no
09.3050.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	piatta	0,4	si

---