

PUNTALI SPECIALI

Cod. 09.3050.73

PUNTALI PER GEL PUNTA PIATTA Ø FORO 0,4 MM FINO A 250 µl STERILI
VASSOIO 200 PZ



Descrizione

Puntali per gel loading. Per dispensare in modo ottimale i campioni nel gel sono stati realizzati degli speciali puntali molto sottili con punta allungata o a spatola.

Confezione in rack da 200.

Dati Tecnici

Volume (µl)	fino a 250
Punta	piatta
Diametro foro (mm)	0,4
Sterile	sì
Confezione	rack da 200

Varianti

Codice	Prodotto	Volume (µl)	Punta	Diametro foro (mm)	Sterile
09.2800.17	PUNTALI PER GEL A PUNTA FLESSIBILE	cono	-	fino a 10	no
09.2800.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	cono	-	no
09.2850.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	cono	-	sì

09.2900.17	PUNTALI PER GEL PUNTA PIATTA DIAMETRO FORO 0,2 MM	fino a 10	piatta	0,2	no
09.3000.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	piatta	0,4	no
09.3050.73	PUNTALI SPECIALI	fino a 250	piatta	0,4	sì