

BOTTIGLIE PER DOSATORI

Cod. 01.0212.88

Bottiglia in vetro marrone con filettatura ISO, vetro marrone da 1000 ml
plastificate



Descrizione

Dati Tecnici

Capacità (ml)	1000
Filettatura (GL)	45
Modello	con rivestimento in plastica

Varianti

Codice	Prodotto	Capacità (ml)	Filettatura (GL)	Modello
01.0210.79	BOTTIGLIE PER DOSATORI	senza rivestimento	500	32
01.0210.88	BOTTIGLIE PER DOSATORI	1000	45	senza rivestimento
01.0212.88	BOTTIGLIE PER DOSATORI	1000	45	con rivestimento in plastica
01.0212.79	BOTTIGLIE PER DOSATORI	500	32	con rivestimento in plastica