



ASPIRATORE A CREMAGLIERA

Cod. 06.0210.32

Aspiratore a cremagliera per pipette da ml 25

Descrizione

Caratteristiche:

- Aspiratori manuali per pipette, in polipropilene.
- Adatti per tutti i tipi di pipette, sia in vetro che in plastica.
- Aspirazione e dosaggio tramite manopola girevole.
- Completa fuoriuscita del liquido mediante pressione della levetta.

Dati Tecnici

Modello	per pipette da 25 ml
---------	----------------------

Varianti

Codice	Prodotto	Modello
06.0210.07	ASPIRATORE A CREMAGLIERA	per pipette da 2 ml
06.0210.17	ASPIRATORE A CREMAGLIERA	per pipette da 10 ml
06.0210.32	ASPIRATORE A CREMAGLIERA	per pipette da 25 ml