

# Serie 700 N

Cod. 09.4500.11

SIRINGA 75 N - 5 µL AGO GAUGE 26 S - PUNTA 2 - LUNGHEZZA 51 MM  
87900



## Descrizione

Microsiringhe Hamilton serie 700 per il dosaggio di liquidi, di elevato standard qualitativo e tecnologico, sottoposte a severi controlli di qualità ad ogni passaggio di fabbricazione. Vengono prodotte in svariate serie, per essere utilizzate in qualsiasi genere di applicazione.

Siringhe per piccoli volumi con precisione  $\pm 1\%$  del volume totale. Complete di ago fisso cementato a punta 2, 50 mm.

Confezione da 1 pezzo.

\* Il confezionamento delle siringhe codice 09.4500.18 è di 6 pezzi.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	75N
<b>Volume (µl)</b>	5

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Modello</b>	<b>Volume (µl)</b>
09.4500.11	Serie 700 N	75N	5
09.4500.17	Serie 700 N	701N	10
09.4500.18	Serie 700 N	701N*	10
09.4500.32	Serie 700 N	702N	25

---

09.4500.45	Serie 700 N	705N	50
09.4500.57	Serie 700 N	710N	100
09.4500.73	Serie 700 N	725N	250
09.4500.79	Serie 700 N	750N	500

---