


Serie 700 N

Cod. 09.4500.18

SIX PACK SIRINGHE 701 N - 10 µL AGO GAUGE 26 S - PUNTA 2 -
LUNGHEZZA 51 MM 80366



Descrizione

Le microsiringhe Hamilton sono siringhe di elevato standard qualitativo e tecnologico, sottoposte a severi controlli di qualità ad ogni passaggio di fabbricazione. Vengono prodotte in svariate serie, per essere utilizzate in qualsiasi genere di applicazione ove è previsto l' utilizzo della microsiringa. Le principali serie sono: Serie 700 - Siringhe per dosaggio di liquidi Serie1000/1700 - Siringhe per dosaggio di liquidi e di gas Serie 7000 - Siringhe per piccoli volumi Serie 700 N Siringa Standard per l' emissione precisa di liquidi. Precisione $\pm 1\%$ del volume totale. Completa di ago fisso cementato punta 2, mm 50. Confezione da 1 pezzo. * Il confezionamento delle siringhe codice 09.4500.18 è di 6 pezzi.

Dati Tecnici

Modello	701N*
Volume (µl)	10

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Volume (µl)
09.4500.11	Serie 700 N	75N	5
09.4500.17	Serie 700 N	701N	10
09.4500.18	Serie 700 N	701N*	10
09.4500.32	Serie 700 N	702N	25
09.4500.45	Serie 700 N	705N	50

09.4500.57	Serie 700 N	710N	100
09.4500.73	Serie 700 N	725N	250
09.4500.79	Serie 700 N	750N	500