


# Serie 700 N

Cod. 09.4500.45

SIRINGA 705 N - 50 µL AGO GAUGE 22 S - PUNTA 2 - LUNGHEZZA 51 MM  
80500



## Descrizione

Le microsiringhe Hamilton sono siringhe di elevato standard qualitativo e tecnologico, sottoposte a severi controlli di qualità ad ogni passaggio di fabbricazione. Vengono prodotte in svariate serie, per essere utilizzate in qualsiasi genere di applicazione ove è previsto l' utilizzo della microsiringa. Le principali serie sono: Serie 700 - Siringhe per dosaggio di liquidi Serie1000/1700 - Siringhe per dosaggio di liquidi e di gas Serie 7000 - Siringhe per piccoli volumi Serie 700 N Siringa Standard per l' emissione precisa di liquidi. Precisione  $\pm 1\%$  del volume totale. Completa di ago fisso cementato punta 2, mm 50. Confezione da 1 pezzo. \* Il confezionamento delle siringhe codice 09.4500.18 è di 6 pezzi.

## Dati Tecnici

|             |      |
|-------------|------|
| Modello     | 705N |
| Volume (µl) | 50   |

## Varianti

| Codice     | Prodotto    | Modello | Volume (µl) |
|------------|-------------|---------|-------------|
| 09.4500.11 | Serie 700 N | 75N     | 5           |
| 09.4500.17 | Serie 700 N | 701N    | 10          |
| 09.4500.18 | Serie 700 N | 701N*   | 10          |
| 09.4500.32 | Serie 700 N | 702N    | 25          |
| 09.4500.45 | Serie 700 N | 705N    | 50          |

|            |             |      |     |
|------------|-------------|------|-----|
| 09.4500.57 | Serie 700 N | 710N | 100 |
| 09.4500.73 | Serie 700 N | 725N | 250 |
| 09.4500.79 | Serie 700 N | 750N | 500 |