


# Serie 700 N

Cod. 09.4500.73

SIRINGA 750 N - 500  $\mu$ L AGO GAUGE 22 - PUNTA 2 - LUNGHEZZA 51 MM  
80800



## Descrizione

Le microsiringhe Hamilton sono siringhe di elevato standard qualitativo e tecnologico, sottoposte a severi controlli di qualità ad ogni passaggio di fabbricazione. Vengono prodotte in svariate serie, per essere utilizzate in qualsiasi genere di applicazione ove è previsto l' utilizzo della microsiringa. Le principali serie sono: Serie 700 - Siringhe per dosaggio di liquidi Serie1000/1700 - Siringhe per dosaggio di liquidi e di gas Serie 7000 - Siringhe per piccoli volumi Serie 700 N Siringa Standard per l' emissione precisa di liquidi. Precisione  $\pm$ 1% del volume totale. Completa di ago fisso cementato punta 2, mm 50. Confezione da 1 pezzo. \* Il confezionamento delle siringhe codice 09.4500.18 è di 6 pezzi.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	725N
<b>Volume (<math>\mu</math>l)</b>	250

## Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Volume ( $\mu$ l)
09.4500.11	Serie 700 N	75N	5
09.4500.17	Serie 700 N	701N	10
09.4500.18	Serie 700 N	701N*	10
09.4500.32	Serie 700 N	702N	25
09.4500.45	Serie 700 N	705N	50

---

09.4500.57	Serie 700 N	710N	100
09.4500.73	Serie 700 N	725N	250
09.4500.79	Serie 700 N	750N	500

---