

# Serie 1000/1700 LTN

Cod. 09.4620.05

SIRINGA 1002 LTN - 2,5 ML AGO GAUGE 22 - PUNTA 2 - LUNGHEZZA 51 MM 81417



## Descrizione

Microsiringhe Hamilton serie 1000/1700 LTN per una perfetta tenuta nel dosaggio di gas e liquidi, di elevato standard qualitativo e tecnologico, sottoposte a severi controlli di qualità ad ogni passaggio di fabbricazione. Vengono prodotte in svariate serie, per essere utilizzate in qualsiasi genere di applicazione. Corpo della siringa in vetro borosilicato e pistone rivestito PTFE (ad eccezione dei modelli 1705 e 1710). Punta Luer modificata e con ago fisso cementato.

Confezione da 1 pezzo.

## Dati Tecnici

|             |      |
|-------------|------|
| Modello     | 1001 |
| Volume (µl) | 1,0  |
| Gauge       | 22   |

## Varianti

| Codice     | Prodotto            | Modello | Volume (µl) | Gauge |
|------------|---------------------|---------|-------------|-------|
| 09.4620.05 | Serie 1000/1700 LTN | 1001    | 1,0         | 22    |
| 09.4650.17 | Serie 1000/1700 LTN | 1701    | 10          | 26 S  |
| 09.4650.32 | Serie 1000/1700 LTN | 1702    | 25          | 22 S  |
| 09.4650.45 | Serie 1000/1700 LTN | 1705    | 50          | 22 S  |

|            |                     |      |      |      |
|------------|---------------------|------|------|------|
| 09.4650.57 | Serie 1000/1700 LTN | 1710 | 100  | 22 S |
| 09.4650.73 | Serie 1000/1700 LTN | 1725 | 250  | 22 S |
| 09.4650.79 | Serie 1000/1700 LTN | 1750 | 500  | 22   |
| 09.4620.08 | Serie 1000/1700 LTN | 1002 | 2,5  | 22   |
| 09.4620.11 | Serie 1000/1700 LTN | 1005 | 5,0  | 22   |
| 09.4620.17 | Serie 1000/1700 LTN | 1010 | 10,0 | 22   |