

Serie 1000/1700 LTN

Cod. 09.4620.08

SIRINGA 1002 RN - 2,5 ML AGO GAUGE 22 - PUNTA 2 - LUNGHEZZA 51 MM 81430



Descrizione

Le microsiringhe Hamilton sono siringhe di elevato standard qualitativo e tecnologico, sottoposte a severi controlli di qualità ad ogni passaggio di fabbricazione. Vengono prodotte in svariate serie, per essere utilizzate in qualsiasi genere di applicazione ove è previsto l'utilizzo della microsiringa. Le principali serie sono: Serie 700 - Siringhe per dosaggio di liquidi Serie1000/1700 - Siringhe per dosaggio di liquidi e di gas Serie 7000 - Siringhe per piccoli volumi Serie 1000/1700 LTN per una perfetta tenuta nel dosaggio di gas e liquidi. Corpo della siringa in vetro borosilicato e pistone rivestito PTFE (ad eccezione dei modelli 1705 e 1710). Punta Luer modificata e con ago fisso cementato.

Dati Tecnici

Modello	1002
Volume (µl)	2,5
Gauge	22

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Volume (µl)	Gauge
09.4620.05	Serie 1000/1700 LTN	1001	1,0	22
09.4650.17	Serie 1000/1700 LTN	1701	10	26 S
09.4650.32	Serie 1000/1700 LTN	1702	25	22 S
09.4650.45	Serie 1000/1700 LTN	1705	50	22 S

09.4650.57	Serie 1000/1700 LTN	1710	100	22 S
09.4650.73	Serie 1000/1700 LTN	1725	250	22 S
09.4650.79	Serie 1000/1700 LTN	1750	500	22
09.4620.08	Serie 1000/1700 LTN	1002	2,5	22
09.4620.11	Serie 1000/1700 LTN	1005	5,0	22
09.4620.17	Serie 1000/1700 LTN	1010	10,0	22