

Serie 7000

Cod. 09.4750.04

SIRINGA 7000,5 KH - 0,5 µL AGO Ø 0,50 - PUNTA 2 - LUNGHEZZA 70 MM 86259



Descrizione

Microsiringhe Hamilton serie 7000 per iniezioni rapide di piccoli volumi, di elevato standard qualitativo e tecnologico, sottoposte a severi controlli di qualità ad ogni passaggio di fabbricazione. Vengono prodotte in svariate serie, per essere utilizzate in qualsiasi genere di applicazione. Accuratezza $\pm 2\%$, riproducibilità $\pm 1\%$. In questo modello la sigla N non identifica un ago cementato bensì un ago rimovibile con anello zigrinato.

Dati Tecnici

Modello	7000,5N
Volume (µl)	0,5
Ago/punta	2 mm 70

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Volume (µl)
09.4750.04	Serie 7000	7000,5N	0,5
09.4750.05	Serie 7000	7001N	1
09.4750.07	Serie 7000	7002N	2