

# Serie 7000

Cod. 09.4750.05

SIRINGA 7001 KH - 1 µL AGO Ø 0,47 - PUNTA 2 - LUNGHEZZA 70 MM  
80135



## Descrizione

Le microsiringhe Hamilton sono siringhe di elevato standard qualitativo e tecnologico, sottoposte a severi controlli di qualità ad ogni passaggio di fabbricazione. Vengono prodotte in svariate serie, per essere utilizzate in qualsiasi genere di applicazione ove è previsto l'utilizzo della microsiringa. Le principali serie sono: Serie 700 - Siringhe per dosaggio di liquidi Serie1000/1700 - Siringhe per dosaggio di liquidi e di gas Serie 7000 - Siringhe per piccoli volumi Serie 7000 Realizzata per iniezioni rapide di piccoli volumi da 0,5 a 5 µl, accuratezza  $\pm 2\%$ , riproducibilità  $\pm 1\%$ . In questo modello la sigla N non identifica un ago cementato bensì un ago rimovibile con anello zigrinato.

## Dati Tecnici

<b>Modello</b>	7001N
<b>Volume (µl)</b>	1
<b>Ago/punta</b>	2 mm 70

## Varianti

<b>Codice</b>	<b>Prodotto</b>	<b>Modello</b>	<b>Volume (µl)</b>
09.4750.04	Serie 7000	7000,5N	0,5
09.4750.05	Serie 7000	7001N	1
09.4750.07	Serie 7000	7002N	2

