

Serie 7000

Cod. 09.4750.07

SIRINGA 7002 KH - 2 μ L AGO \varnothing 0,50 - PUNTA 2 - LUNGHEZZA 70 MM
88411



Descrizione

Le microsiringhe Hamilton sono siringhe di elevato standard qualitativo e tecnologico, sottoposte a severi controlli di qualità ad ogni passaggio di fabbricazione. Vengono prodotte in svariate serie, per essere utilizzate in qualsiasi genere di applicazione ove è previsto l'utilizzo della microsiringa. Le principali serie sono: Serie 700 - Siringhe per dosaggio di liquidi Serie1000/1700 - Siringhe per dosaggio di liquidi e di gas Serie 7000 - Siringhe per piccoli volumi Serie 7000 Realizzata per iniezioni rapide di piccoli volumi da 0,5 a 5 μ l, accuratezza $\pm 2\%$, riproducibilità $\pm 1\%$. In questo modello la sigla N non identifica un ago cementato bensì un ago rimovibile con anello zigrinato.

Dati Tecnici

Modello	7002N
Volume (μl)	2
Ago/punta	2 mm 70

Varianti

Codice	Prodotto	Modello	Volume (μl)
09.4750.04	Serie 7000	7000,5N	0,5
09.4750.05	Serie 7000	7001N	1
09.4750.07	Serie 7000	7002N	2

