



CAMICI VERDI IN TNT STERILI

Cod. 10.1560.00

Camici chirurgici monouso verdi in TNT sterili confezione 50 pezzi

Descrizione

Caratteristiche tecniche:

- Monouso in tessuto non tessuto.
- Materiale di base composto da 3 strati di fibra polipropilene, taglia unica.
- Polsini in cotone.
- Colore: verde scuro.
- Sterili.
- Dispositivo medico di classe I S.
- Confezione da 50 pezzi.

Dati Tecnici