



TUTE IN TYVEK

Cod. 10.1580.00

Tuta in Tyvek misura L confezione 10 pezzi

Descrizione

Caratteristiche:

- In tessuto Tyvek complete di cerniera e con cappuccio attaccato.
- Con elastici stringipolso-stringicaviglia-stringivita.
- Colore bianco.
- Materiale antischizzo e antipolvere, leggera e traspirante.
- Confezione 10 pezzi

Dati Tecnici

Misura	L
--------	---

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.4125.95	TUTE IN TYVEK	S
10.1570.00	TUTE IN TYVEK	M
10.1580.00	TUTE IN TYVEK	L
10.1590.00	TUTE IN TYVEK	XL

