

TUTE IN POLIPROPILENE

Cod. 10.1598.00

Tuta in polipropilene misura XL confezione 50 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- in polipropilene con cappuccio fisso con elastico e chiusura a cerniera. Elastici a polsi e caviglie.
- Colore bianco.
- Peso: 40 g al mq.
- Confezione da 50 pezzi.

Dati Tecnici

Misura	XL
--------	----

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.1593.00	TUTE IN POLIPROPILENE	M
10.1598.00	TUTE IN POLIPROPILENE	XL
10.1595.00	TUTE IN POLIPROPILENE	L