

# COPST 6

Cod. 10.1710.00

GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE STERILI S CF 100



## Descrizione

Guanti sterili in polietilene elasticizzato monouso su supporto carta. Senza talco.

La particolare miscela dei componenti assicura protezione totale, ottima elasticità e sensibilità. Latex Free.

Metodo di sterilizzazione: ETO.

Confezione singola in scatole dispenser.

Dispositivo medico di classe I S

## Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	100
Misura	S

## Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.1710.00	COPST 6	S
10.1720.00	GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE STERILI M	M
10.1730.00	GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE STERILI L	L

