

GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE STERILI L

Cod. 10.1730.00

GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE STERILI L CF 100



Descrizione

Guanti sterili in polietilene elasticizzato monouso su supporto carta. Senza talco. La particolare miscela dei componenti assicura protezione totale, ottima elasticità e sensibilità. Latex Free.

Metodo di sterilizzazione ETO.

Confezione singola in scatole dispenser da 100 pezzi.

Dispositivo medico di classe I S

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	100
Misura	L

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.1710.00	COPST 6	S
10.1720.00	GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE STERILI M	M
10.1730.00	GUANTI MONOUSO IN POLIETILENE STERILI L	L

