

GUANTI LATTICE

Cod. 10.1835.00

Guanti monouso in lattice senza polvere non clorinati modello DOC misura S confezione 100 pezzi



Descrizione

Guanti monouso in puro lattice di gomma naturale, non sterile, ipoallergici, deproteinizzati, non clorinati.

Totalmente privi di talcatura, sono ideali per pelli sensibili. Sensibilissimi e resistenti, assicurano la massima protezione; la superficie microruvida garantisce una presa ottimale in ogni condizione di utilizzo.

Non sterili.
Dispositivo medico di classe I

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	100
Misura	S

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.3960.95	GUANTI LATTICE	XS
10.1835.00	GUANTI LATTICE	S
10.1840.00	GUANTI LATTICE	M
10.1845.00	GUANTI LATTICE	L

