


# GUANTI IN NITRILE

Cod. 10.2045.00

GUANTI MONOUSO IN NITRILE DOC SENZA POLVERE L CF 100



## Descrizione

Caratteristiche:

- Guanti monouso in nitrile non sterili, totalmente privo di talcatura, latex free.
- Anallergici e deproteinnizzati.
- Indicati per pelli sensibili.
- Sensibilissimi e resistenti.
- La superficie microruvida assicura una presa ottimale.
- Colore blu.
- Dispositivo medico di classe I. AQL<1,5

## Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	100
Misura	L

## Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.2035.00	GUANTI IN NITRILE	S
10.2040.00	GUANTI IN NITRILE	M
10.2045.00	GUANTI IN NITRILE	L

---

10.2045.33

GUANTI IN NITRILE

XL

---