

GUANTI UVI PW

Cod. 10.2080.00

Guanti monouso in vinile UVI powder free taglia XL confezione 100 pezzi



Descrizione

Caratteristiche:

- Guanto monouso in cloruro di polivinile, non sterile.
- Sensibilissimo e resistente.
- Totalmente privo di talcatura.
- Superficie esterna liscia con polsino antiarrotolamento.
- Colore bianco trasparente.
- Destinazione d'uso: Dispositivo Medico classe I, Dispositivo di Protezione individuale classe III (Tipo C) certificato dall'Ente Notificato CE0465. Adatto per uso ospedaliero ed ambulatoriale. Consigliato anche nei laboratori.

Dati Tecnici

Confezione (pezzi)	100
Misura	XL

Varianti

Codice	Prodotto	Misura
10.2050.00	GUANTI UVI PW	S
10.2060.00	GUANTI UVI PW	M
10.2070.00	GUANTI UVI PW	L

10.2080.00	GUANTI UVI PW	XL
------------	---------------	----